

# VAŠ INDIVIDUALAN ODABIR

Ovdje možete vidjeti kompletnu ponudu svih opcija, sa popisom opcija uključenih u osnovnu izvedbu.

Opcije	
<b>Fiziološki stolac</b>	
4 programibilne pozicije za terapiju (1,2,S i 0)	■
Broj korisničkih profila	2/4
Centralna priključna kutija u bazi stolice	■
Sistem za podizanje stolca do 185 kg	■
Ravni naslon za glavu	■
Artikulirajući naslon za glavu	□
<i>Premium</i> presvlake	■
<i>Lounge</i> presvlake sa dizajnerskim prošivima	□
<i>Lounge</i> jastučić za ravni naslon za glavu ( u Carbon boji)	□
<i>ErgoMotion</i> funkcija sinkroniziranog pomicanja naslona za leđa i sjedišta	□
Četverosmjerni nožni prekidač	■
Fiksni naslon za ruku - lijevi	□
Pomični naslon za ruku - desni	□
Set ventila za priključak vanjskih uređaja	□
Instalacijska ploča za neravne podove	□
Standardna pneumatska nožna sklopka	■
C+ nožna sklopka za dinamičku kontrolu mikromotora	□ S, A, I
<b>Liječnički element</b> (na pomičnom nosaču sa pneumatskom kočnicom za namještanje visine; 5 utora za nasadne instrumente)	
TS izvedba elementa sa visećim crijevima	□
CS izvedba elementa sa bičevima	□
<i>EasyPad</i> korisničko sučelje sa 2 korisnička profila	■
<i>EasyTouch</i> korisničko sučelje 4 korisnička profila	□ A, I
<i>SPRAYVIT E</i> puster sa svjetlom	□ S, A, I
<i>SPRAYVIT E</i> puster sa svjetlom (voda na lijevoj tipki)	□ S, A, I
<i>BL ISO E</i> električni mikromotor sa crijevom (brzina 1.000-40.000 okr/min)	□ S, A, I
2. <i>BL ISO E</i> električni mikromotor sa crijevom	□ I
Turbinsko crijevo sa svjetlom	□ S, A, I
Hidro-pneumatski opskrbeni blok za 2 nasadna instrumenta	■
3. opskrbeni blok za dodatnu turbinu	□ I
<i>SIROSONIC L</i> piezo skidač zubnog kamenca	□ A, I
Opskrba LED svjetlom nasadnih instrumenata	■
Set za kontrolu okretnog momenta u ENDO programu	□ E
<i>eControl</i> funkcija: brzina mikromotora 100-40.000 okr/min	□ E
Integrirani Apeks lokator	□ E
<i>ENDO 6:1</i> endodontski koljičnik	□ E
Negatoskop	□
<i>Purge i Autopurge</i> funkcija za ispiranje crijeva vodom i sanitaciju	■

Pomična tacna na držaču za TS izvedbu elementa	<input type="checkbox"/>
Silikonski podložak za TS izvedbu elementa	<input type="checkbox"/>
Pomična tacna na držaču za CS izvedbu elementa (mala/velika)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Silikonski podložak za CS izvedbu elementa	<input type="checkbox"/>
Silikonski rukohvati za element (lijeva i desna)	<input type="checkbox"/>
<b>Asistentski element</b>	
( Comfort izvedba na pomičnom nosaču; 4 utora za crijeva/puster)	
SPRAYVIT E puster sa svjetlom/voda na lijevoj tipki	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> I
Crijevo sisaljke	<input checked="" type="checkbox"/>
Sukcijsko crijevo za veliki volumen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatno sukcijsko crijevo za veliki volumen	<input type="checkbox"/>
Satelec Mini L.E.D. polimerizacijska lampa	<input type="checkbox"/>
Upravljački panel	<input type="checkbox"/>
Silikonski podložak za element	<input type="checkbox"/>
<b>Vodena jedinica</b>	
( Comfort izvedba sa integriranim adapterima za sanitaciju; priprema za ugradnju uređaja za automatsku dezinfekciju)	
Zakretna pljuvačnica (keramička ili staklena)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Priprema za mokri sukcijski sistem	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatski separator za suhi sukcijski sistem	<input type="checkbox"/>
Amalgam separator za suhi sukcijski sistem	<input type="checkbox"/>
Dezinfekcijski uređaj za konstantnu dezinfekciju crijeva instrumenata i sanitaciju stomatološke jedinice	<input type="checkbox"/>
Grijač vode	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispiranje crijeva za sukciju vodom	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispiranje crijeva za sukciju sredstvom za čišćenje i dezinfekciju	<input type="checkbox"/>
<b>Radne stolice</b>	
(Stolice dolaze u verzijama za korisnike od 1.50 do 1.80 m visine ili od 1.70 do 2.05 m visine)	
HUGO sa ili bez opcije nožnog podešavanja visine	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
CARL sa prstenom za ručno namještanje visine i rotacijom naslona za leđa od 360°	<input type="checkbox"/>
PAUL sa rotacijom naslona za leđa od 90°	<input type="checkbox"/>
Prsten za noge za radnu stolicu	<input type="checkbox"/>
<b>Reflektor</b>	
LEDlight Plus reflektor sa senzorskim prekidačem (30.000 Lux)	<input type="checkbox"/> S
LEDview Plus reflektor sa senzorskim prekidačem (40.000 Lux)	<input type="checkbox"/> A, I
HELIODENT Plus intraoralni RTG uređaj na stupu reflektora	<input type="checkbox"/>
<b>Komunikacija</b>	
USB priključak u liječničkom ili asistentskom elementu	<input type="checkbox"/> 1, 2, 3
SIROCAM F intraoralna kamera (rezolucija 824 x 514)	<input type="checkbox"/> 2, 3
SIROCAM AF intraoralna kamera sa auto fokusom (rezolucija 1024 x 640)	<input type="checkbox"/>
SIROCAM AF+ intraoralna kamera sa auto fokusom (rezolucija 1276 x 796)	<input type="checkbox"/>
Nosač za monitor na stupu od reflektora	<input type="checkbox"/> 2, 3
22" AC monitor	<input type="checkbox"/> 3
ETHERNET mrežni priključak	<input type="checkbox"/> 1, 2, 3

■ Uključeno u osnovnu izvedbu	S	Dio START paketa
□ Opcija	A	Dio ADVANCE paketa
<sup>1</sup> Dio SIVISION ready paketa	I	Dio INNOVATION paketa
<sup>2</sup> Dio SIVISION Start paketa bez monitora	E	Dio ENDO pro paketa
<sup>3</sup> Dio SIVISION Start paketa sa monitorom		

**Napomena:**

Ovaj dokument je vlasništvo firme Unidental d.o.o.

Namijenjen je za javnu objavu, te se njime može svatko koristiti, na njega se pozivati, ali samo u izvornom obliku, bez ikakvih izmjena,

uz obvezno navođenje izvora podataka. Zabranjena je bilo kakva distribucija dokumenta u elektroničkom (web stranice i dr.) ili papirnatom obliku bez dopuštenja firme Unidental d.o.o..

Korištenje ovog dokumenta protivno gornjim navodima, povreda je autorskih prava, a sve sukladno zakonskim odredbama Republike Hrvatske.