

VC 45 sukcijska jedinica

Idealna za rad u kirurgiji



Tijekom kirurške operacije, pacijent zahtijeva veliku pažnju. Stoga se medicinski tim mora osloniti na snažan sistem koji radi besprijekorno, a takva je VC 45 sukcijska jedinica sa sukcijskim volumenom od 45 l/min i konstantnim vakuumom do 310 mbar.

Osim usisavanja sline i sekreta iz usta pacijenta, konvencionalni sukcijski sistemi imaju još jednu glavnu funkciju: da uklanjaju kontaminirani aerosol sa cijelog područja terapije. Za to je potreban veliki sukcijski volumen od otprilike 300 l/min uz niski vakuum do 160 mbar.

Kada govorimo o oralnoj ili maksilofacijalnoj kirurgiji, potrebno je tijekom operacije u potpunosti ukloniti veliku količinu krvi, tkiva, dentina i ostatke kostiju kirurškom kanilom, što stvara potrebu za visokim vakuumom. Nadalje, separacija ovih supstanci ne smije dovoditi do bilo kakvih problema u radu sukcijske jedinice.

VC 45 jedinica sa svojom snažnom membranskom crpkom i pouzdanim sistemom posuda, zadovoljava točno takve potrebe za konstantan, nesmetan rad tijekom operacije.



Uklonjiva posuda za sekret



Mobilna kolica



Nožna sklopka



Posude za sekret 1.5 l / 3.0 l za višekratnu uporabu



Jednokratna posuda za sekret 2.0 l



Sukcijsko crijevo 2.1 m za višekratnu uporabu



Sukcijsko crijevo 2.1 m za jednokratnu uporabu

Tehnički podaci

	VC 45
Napon (V 1~)	230
Frekvencija (Hz)	50
Električna snaga (kW)	0.138
Potrošnja struje (Ah)	0.6
Volumni protok (l/min)	45
Vakuum (mbar)	910
Volumen posuda za sekret	1.5/3.0 *2.0 jednokratna
Dimenzije (V x Š x D cm)	33 x 24 x 36
Dimenzije sa kolicima (V x Š x D cm)	101 x 36 x 44
Težina (kg)	6.7
Težina sa kolicima (kg)	12.5
Nivo buke (dBa)	48